

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK - RIGID CAT GEN 7 CASE W/TEK-LOK, MULTICAM

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK The Eleven 10® RIGID TQ Case® for the C-A-T® Gen 7 is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features: Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment Holds the C-A-T® Tourniquet (Gen 7 and Older Generations) utilizing friction Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying Injection Molded case to stand up to rugged LE/MIL usage Drainage hole at the bottom of the case Medical identifying PVC cross patch included Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted) Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt) Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately) NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10®'s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: RIGID CAT GEN 7 CASE W/TEK-LOK, MULTICAM
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043715
- Mfr. No.: E103021BMTC
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615672028

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case für CAT Gen 7](#)
- [English: Rigid TQ Case for CAT with TekLok Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Boîtier RIGID TQ Case® d'Eleven 10®](#)
- [Suomi: Rigid TQ Case® CAT® Gen 7 Käyttöohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RIGID TQ CASE pro CAT ELEVEN 10 RIGID CAT GEN 7](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case für CAT Gen 7

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Eleven 10® RIGID TQ Case® für den CAT® Gen 7. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir schnellen Zugriff auf deinen Tourniquet zu ermöglichen, wenn jede Sekunde zählt. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das RIGID TQ Case® nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu vermeiden.
- Berichte unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das RIGID TQ Case® sicher an deinem Dienstgurt oder an der MOLLE/PALSKompatiblen Weste befestigt ist.
- Verwende das enthaltene Vibratite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, nachdem die gewünschte Konfiguration erreicht wurde.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Gehäuse beschädigen könnten.
- Verwende das RIGID TQ Case® nicht, wenn es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Befestigung des RIGID TQ Case®:

- Montiere das RIGID TQ Case® an deinem Dienstgurt, indem du die BladeTech TEKLOK Gürtelbefestigung verwendest. Diese passt bis zu einem 2,25 Zoll Gürtel.
- Alternativ kannst du das Case an einer MOLLE/PALSKompatiblen Weste mit einem Tactical Tailor Malice Clip befestigen.
- Das RIGID TQ Case® kann auch an einem Safariland® Drop Leg Shroud in der Zubehörposition montiert werden (Montagematerial separat erhältlich).

2. Verwendung des Tourniquets:

- Halte das RIGID TQ Case® in der Nähe, um schnellen Zugriff auf deinen Tourniquet zu haben.
- Bei Bedarf greif einfach den freiliegenden Teil des Tourniquets und zieh schnell, um es zu lösen.
- Achte darauf, dass deine Hände nicht blutig oder nass sind, wenn du das Tourniquet verwendest, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.

3. Höhenanpassung:

- Das RIGID TQ Case® bietet mehrere Montagepositionen zur Anpassung der richtigen Höhe. Es kann vertikal, horizontal, geneigt oder umgekehrt montiert werden, je nach deinen Bedürfnissen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das RIGID TQ Case® gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung von gefährlichen Materialien gereinigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des RIGID TQ Case® wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass alle Produkte von Eleven 10® in den USA entworfen, hergestellt und montiert werden.

Rigid TQ Case for CAT with TekLok Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Eleven 10® Rigid TQ Case® for the CAT® Gen 7. This hardsided tourniquet case is designed for quick access to your tourniquet in emergency situations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

The following guidelines are designed to ensure your safety and the proper use of the Rigid TQ Case:

- Always inspect the case and tourniquet before use to ensure they are in good condition.
- Keep the case clean and free from debris to ensure proper function.
- Store the case in a location that is easily accessible in an emergency.
- Ensure that the case is securely mounted to your duty belt, vest, or holster to prevent accidental detachment.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of tourniquets and first aid supplies.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Rigid TQ Case, please observe the following precautions:

- Ensure that the tourniquet is properly seated in the case and secured using friction.
- Avoid using the case if it has visible damage or wear that may compromise its integrity.
- Do not attempt to modify or alter the case in any way.
- Use the case only for its intended purpose, which is to hold and deploy a CAT® Tourniquet.
- Keep the case out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to install and use the Rigid TQ Case effectively:

1. Mounting the Case:

- Choose a suitable mounting location (duty belt, MOLLE vest, or Safariland® drop leg holster).
- If mounting on a duty belt, ensure the BladeTech TEKLOK Belt Attachment is securely fitted to belts up to 2.25 inches wide.
- For MOLLE/PALS compatible vests, attach the case using compatible mounting solutions.
- Ensure the case is mounted at a height that allows for easy access.

2. Inserting the Tourniquet:

- Open the case and insert the CAT® Tourniquet, ensuring it is seated properly.
- Close the case securely, ensuring the tourniquet is held in place by friction.

3. Deploying the Tourniquet:

- In an emergency, locate the exposed portion of the tourniquet.
- Pull swiftly to release the tourniquet from the case.
- Follow the tourniquet's instructions for application.

4. Regular Maintenance:

- Periodically check the case and tourniquet for any signs of wear or damage.
- Clean the case with a damp cloth and mild detergent as needed.

Disposal Instructions

When the Rigid TQ Case or the tourniquet reaches the end of its life cycle or is no longer usable:

- Dispose of the case and tourniquet in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not throw the product in regular trash if it contains materials that may be considered hazardous.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product information available for reference.

Please remember to report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Boîtier RIGID TQ Case® d'Eleven 10®

Introduction

Félicitations pour l'acquisition du boîtier rigide RIGID TQ Case® pour CAT® Gen 7. Ce produit est conçu pour vous fournir un accès rapide à votre garrot en situation d'urgence. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le boîtier est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ou de dommages.
- Ne modifiez pas le boîtier ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité et l'efficacité du produit.
- Gardez le boîtier hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas le boîtier exposé à des températures extrêmes ou à des environnements humides prolongés.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le boîtier uniquement pour son but prévu : maintenir et déployer un garrot CAT®.
- Évitez de tirer sur le garrot avec une force excessive lors du déploiement. Un tirage rapide est suffisant.
- Ne tentez pas de retirer le garrot de manière brutale si vous ressentez une résistance. Vérifiez d'abord que le boîtier est correctement monté.
- Assurez-vous que le boîtier est correctement fixé à votre ceinture ou à votre gilet avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisissez la Position de Montage** : Déterminez si vous souhaitez monter le boîtier verticalement, horizontalement, incliné ou inversé.
2. **Fixation au Support** :
 - Pour une ceinture de service : Utilisez l'attache BladeTech TEKLOK, qui convient à une ceinture jusqu'à 2,25 pouces.
 - Pour un gilet MOLLE/PALS : Utilisez le clip Malice de Tactical Tailor.
 - Pour un holster de cuisse Safariland® : Montez le boîtier dans la position d'accessoire (matériel de montage vendu séparément).
3. **Sécurisation** : Utilisez le Vibratite inclus pour sécuriser le matériel en place une fois la configuration souhaitée obtenue.

Utilisation

1. **Déploiement du Garrot** : En cas d'urgence, saisissez la partie exposée du garrot et tirez rapidement pour le libérer.
2. **Manipulation avec des Mains Sales** : Le boîtier est conçu pour permettre un déploiement à une main, même si vos mains sont ensanglantées ou mouillées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le boîtier avec les déchets ménagers. Vérifiez les réglementations locales concernant

l'élimination des produits en plastique.

- Si le boîtier est endommagé ou hors d'usage, suivez les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour un traitement rapide.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous vous assurez que votre boîtier RIGID TQ Case® est utilisé de manière sûre et efficace. Restez vigilant et informé pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Rigid TQ Case® CAT® Gen 7 Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Eleven 10® Rigid TQ Case® CAT® Gen 7 koteloa. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kantaa CAT® (Combat Application Tourniquet) kiinnitystä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tuotteen ei tule antaa lasten käyttöön ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen toiminta on epätavallista.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana. Vältä altistamista sitä äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, johon lapset eivät pääse käsiksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että Rigid TQ Case® on kiinnitetty turvallisesti työvyöhön tai muuhun kiinnityspisteeseen ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysratkaisuja, kuten BladeTech TEKLOK kiinnitystä tai Tactical Tailor Malice Clip kiinnitystä.
- Tarkista kiinnitysratkaisujen kunto säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos kätesi ovat veriset tai märät, kunnes olet varmistanut, että voit käyttää sitä turvallisesti.
- Varmista, että tuotteen käyttö ei estä pääsyä muihin ensiapuvälineisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kiinnitysratkaisu (esim. BladeTech TEKLOK tai Tactical Tailor Malice Clip).
- Kiinnitä Rigid TQ Case® työvyöhön tai muuhun valittuun kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kotelo on tukevasti kiinni eikä liiku käytön aikana.

2. Käyttö:

- Ota Rigid TQ Case® käyttöön yhdellä kädellä, vetämällä kotelon etuosasta.
- Varmista, että CAT® kiinnitys vapautuu nopeasti ja helposti.
- Käytä kiinnitystä vain tarvittaessa ja varmista, että se on käyttövalmis.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia aineita.
- Jos olet epävarma hävittämisestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu palautusilmoituksia tai

turvallisuustietoja.

Kiitos, että käytät Eleven 10® Rigid TQ Case® CAT® Gen 7 koteloä. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat varmistamaan tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden kriittisissä tilanteissa.

Návod k bezpečnému používání RIGID TQ CASE pro CAT ELEVEN 10 RIGID CAT GEN 7

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ Case® od společnosti Eleven 10®. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchování vašeho tourniquetu CAT® Gen 7. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě, abyste zajistili správné používání a údržbu výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na hygienu, zejména pokud je výrobek v kontaktu s krví nebo jinými tělesnými tekutinami.
- V případě jakýchkoliv problémů s výrobkem se obraťte na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zkontrolujte, zda je tourniquet správně umístěn v pouzdře, před každým použitím.
- Ujistěte se, že pouzdro je správně připevněno k opasku nebo vestě.
- Při vyjímání tourniquetu z pouzdra používejte jednu ruku a ujistěte se, že máte volný prostor pro manipulaci.
- V případě, že je pouzdro poškozené, přestaňte jej používat a vyměňte za nové.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace pouzdra:

- Vyberte si vhodné místo na vašem opasku nebo vestě.
- Pokud používáte BladeTech TEKLOK, ujistěte se, že je upevněn na opasku o šířce do 2,25 palce.
- Pro montáž na MOLLE/PALS použijte Tactical Tailor Malice Clip.
- Ujistěte se, že je pouzdro bezpečně připevněno, aby nedošlo k jeho uvolnění během pohybu.

2. Použití pouzdra:

- Před použitím se ujistěte, že je pouzdro čisté a suché.
- Při vyjímání tourniquetu uchopte vystavenou část a rychle táhněte, aby se uvolnil.
- Použijte tourniquet podle pokynů výrobce pro jeho správné nasazení.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pouzdro na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte pouzdro v čistotě a suchu, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že je výrobek poškozený nebo již není použitelný, zlikvidujte ho podle místních předpisů o odpadu.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.

Tento návod byl vytvořen s ohledem na Evropskou směrnici o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání RIGID TQ Case®.