

TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/MOLLE ATTACHMENT BLACK

The Eleven 10® Tourniquet / Self-Aid Pouch can hold a SOF-T®T Wide Tourniquet and accommodates a QuikClot® Combat Gauze Dressing. It can be worn on your duty belt (vertical or horizontal) or you can utilize the included Malice Clips to mount it (vertical only) to any MOLLE/PALS webbing. The pouch has a cross patch to identify it as “medical” and allows you to carry the life-saving equipment you need on your belt where it belongs. Holds the SOF-T®T Wide Tourniquet with or without QuikClot® Combat Gauze Medical Identifying PVC Cross Patch included Velcro® and Snap Closure Fits a Duty Belt or can be attached to MOLLE/PALS using the included Malice Clips Can be mounted vertically or horizontally on belt, vertical only with Malice Clips Made with 1000D Cordura All of Eleven 10®’s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/MOLLE ATTACHMENT BLACK
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043739
- Mfr. No.: E10-1005M-BLK
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 700615669745

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch](#)
- [English: TOURNIQUET/SELFAID POUCH SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poche de Secours / Garrot Eleven 10](#)
- [Suomi: TOURNIQUET/SELFAID POUCH KÄYTTÖOHJE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Diese Tasche ist dafür konzipiert, einen SOFT®T Wide Tourniquet und QuikClot® Combat Gauze sicher zu transportieren. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Verwendung des Produkts.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Tourniquet nur in medizinischen Notfällen.
- Stelle sicher, dass das Tourniquet sicher und fest angelegt ist, um die Blutzirkulation zu stoppen.
- Übe das Anlegen des Tourniquets regelmäßig, um im Notfall vorbereitet zu sein.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Achte darauf, dass die Malice Clips sicher an MOLLE/PALSWebbing befestigt sind, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Überprüfung des Inhalts:** Stelle sicher, dass die Tasche einen SOFT®T Wide Tourniquet und QuikClot® Combat Gauze enthält.
2. **Befestigung an einem Gürtel:**
 - Du kannst die Tasche vertikal oder horizontal an deinem Dienstgürtel tragen.
 - Verwende die mitgelieferten Malice Clips, um die Tasche (nur vertikal) an MOLLE/PALSWebbing zu befestigen.
3. **Kennzeichnung:** Das enthaltene medizinische IdentifikationsPVCKreuzPatch ermöglicht es dir, die Tasche schnell als medizinisch zu identifizieren.
4. **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfe vor der Verwendung, ob das Tourniquet ordnungsgemäß in der Tasche verstaut ist und keine Schäden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltbelastungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle Lösung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise entscheidend für die sichere Verwendung des Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch ist. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

TOURNIQUET/SELF AID POUCH SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. This product is designed to hold essential medical supplies, including a SOFT®T Wide Tourniquet and QuikClot® Combat Gauze Dressing. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and proper handling.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is securely attached to your duty belt or MOLLE/PALS webbing before use.
- Regularly inspect the pouch and its contents for wear, damage, or expiration.
- Store the pouch in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep out of reach of children to prevent misuse.
- If you experience any issues with the product, stop using it immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always check that the tourniquet is accessible and functional before engaging in any activities.
- Familiarize yourself with the operation of the tourniquet and the pouch before an emergency occurs.
- Use the pouch only for its intended purpose – to carry medical supplies.
- Do not overload the pouch with additional items as this may compromise its integrity and accessibility.
- If you are not trained in the use of a tourniquet, seek appropriate training before relying on this product in emergencies.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Belt Attachment:

- Slide the pouch onto your duty belt either vertically or horizontally, ensuring it is secure.

2. MOLLE/PALS Attachment:

- Use the included Malice Clips for vertical mounting only.
- Thread the clips through the MOLLE/PALS webbing, ensuring they are tight and secure.

Usage

1. Accessing the Tourniquet:

- Open the pouch using the Velcro® and Snap Closure.
- Remove the SOFT®T Wide Tourniquet and any other medical supplies as needed.

2. Applying the Tourniquet:

- Follow the manufacturer's instructions for applying the tourniquet effectively.
- Ensure the tourniquet is applied above the injury site and tightened as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch and its contents in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged or expired, do not attempt to use it. Dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding this product, please refer to the contact details provided by the manufacturer or retailer.

By following these safety instructions, you can ensure the effective use of the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch and enhance your preparedness for medical emergencies. Thank you for prioritizing safety.

Guide de Sécurité pour la Poche de Secours / Garrot Eleven 10

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de secours / garrot Eleven 10. Ce produit est conçu pour vous aider à transporter l'équipement médical essentiel. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette et du garrot pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou s'il présente des signes d'usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants, sauf si un adulte supervise son utilisation.
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement un professionnel de santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la pochette ou le garrot pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Assurez-vous que le garrot est correctement appliqué selon les instructions fournies pour éviter des blessures supplémentaires.
- Si le garrot est utilisé, suivez les instructions de retrait et de nettoyage pour éviter toute infection.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Fixation de la Pochette :

- La pochette peut être portée sur votre ceinture de service (verticale ou horizontale).
- Utilisez les clips Malice inclus pour attacher la pochette à n'importe quel tissu MOLLE/PALS (vertical uniquement).

2. Utilisation du Garrot :

- Assurez-vous que le garrot SOFT®T Wide est accessible et en bon état avant chaque utilisation.
- En cas de besoin, suivez les instructions d'application du garrot :
 - Positionnez le garrot autour de la partie blessée.
 - Serrez jusqu'à ce que le saignement cesse.
 - Fixez le garrot en place.

3. Transport :

- La pochette est équipée d'un patch en croix pour l'identifier comme "médicale".
- Transportez toujours la pochette à un endroit facilement accessible sur votre ceinture.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits médicaux.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les procédures de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

TOURNIQUET/SELF AID POUCH KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Eleven 10® Tourniquet / Itseapua Pussin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kuljettaa elintärkeitä ensiaputarvikkeita, kuten SOFT®T Wide Tourniquetia ja QuikClot® Combat Gauze Dressingiä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei pussissa ole vaurioita tai kulumia.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen turvallisuus on muuten vaarantunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuisen valvontaa ole.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että SOFT®T Wide Tourniquet on oikein sijoitettu pussiin ennen käyttöä.
- Käytä Malice Clips klipsejä vain pystysuoraan kiinnitykseen, jos kiinnität tuotteen MOLLE/PALSverkkokudokseen.
- Vältä pussin täyttämistä ylimääräisillä esineillä, jotka voivat estää sen asianmukaisen käytön.
- Älä käytä tuotetta sen alkuperäisen käyttötarkoituksen ulkopuolella.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus vyölle:

- Kiinnitä pussi vyölle joko pystysuoraan tai vaakasuoraan.
- Pystysuoraan kiinnittämiseen käytä Malice Clips klipsejä.
- Vaakasuoraan kiinnittämiseen varmista, että pussi on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Ota pussi vyöltä ja avaa se.
- Varmista, että SOFT®T Wide Tourniquet ja QuikClot® Combat Gauze ovat helposti saatavilla.
- Käytä tuotetta vain ensiaputarkoituksiin ja noudata tarvittaessa lääkärin ohjeita.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ensiaputarvikkeiden asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Eleven 10® Tourniquet / Itseapua Pussi tarjoaa parhaan mahdollisen suojan ja tehokkuuden.

Návod k bezpečnému používání TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlou a efektivní pomoc při zraněních. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Informujte se o správných postupech první pomoci před použitím produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že máte dostatečné znalosti o aplikaci tourniquetu.
- Používejte pouze s tourniquetem SOFT®T a obvazem QuikClot® Combat Gauze.
- Při montáži na opasek zajistěte, aby byl produkt bezpečně upevněn, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Produkt by měl být nošen na opasku v poloze, která umožňuje snadný přístup v případě nouze.
- Nenechávejte produkt na přímém slunci nebo v extrémních teplotách, které by mohly ovlivnit materiály.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Montáž na opasek:

- Pouch lze montovat vertikálně nebo horizontálně na služební opasek.
- Pro vertikální montáž použijte přiložené klipy Malice.
- Ujistěte se, že je pouch pevně uchycen a není uvolněný.

2. Připevnění k MOLLE/PALS:

- Použijte klipy Malice pro upevnění na MOLLE/PALS webbing.
- Ujistěte se, že je pouch správně umístěn a zajištěn.

Použití

1. Přístup k vybavení:

- Ujistěte se, že máte snadný přístup k tourniquetu a dalšímu vybavení v pouch.
- V případě potřeby rychle uvolněte suchý zip® a patentku.

2. Aplikace tourniquetu:

- V případě potřeby aplikujte tourniquet podle pokynů pro první pomoc.
- Ujistěte se, že je tourniquet správně umístěn a utáhnut.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho bezpečně, aby se předešlo úrazům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo jeho používání se obraťte na místní autoritu nebo prodejce. V případě potřeby se informujte o aktualizacích týkajících se stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10. Vaše bezpečnost je naší prioritou.