

MBOK (MINI BLOW OUT KIT) KIT CONTENTS - MBOK KIT CONTENTS W/COMPRESSED GAUZE

Contents CLEER Medical Trauma Bandage (4" x 24" Flat Packed compression dressing) QuikClot Combat Gauze LE or Phokus Research Frog Gauze FOXSeal Occlusive Dressing (Contains 2 Chest Seals) Nitrile Gloves (1 pair) Phokus Research / Eleven 10® Frog Tape Pouch Sold Seperate



Attributes

- Name: MBOK KIT CONTENTS W/COMPRESSED GAUZE
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043758
- Mfr. No.: MBOK-GA
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 700615674060

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MBOK \(MINI BLOW OUT KIT\)](#)
- [English: MBOK \(MINI BLOW OUT KIT\) Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Kit de Mini Blow Out \(MBOK\)](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů MBOK \(MINI BLOW OUT KIT\)](#)

Sicherheitshinweise für das MBOK (MINI BLOW OUT KIT)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MBOK (MINI BLOW OUT KIT). Dieses Kit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfallsituationen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der enthaltenen Produkte und ersetzen Sie abgelaufene oder beschädigte Artikel.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die enthaltenen medizinischen Produkte nur gemäß den Anweisungen.
- Tragen Sie bei der Anwendung der Nitrilhandschuhe immer ein Paar Handschuhe, um sich selbst und andere zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass die Wunden vor der Anwendung des TraumaVerbandes gründlich gereinigt werden.
- Verwenden Sie die QuikClot Combat Gauze oder Frog Gauze nur, wenn Sie mit der Anwendung vertraut sind.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Anwendung konsultieren Sie einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Inhalt des Kits, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, sauber und gut beleuchtet ist.

2. Anwendung der Produkte:

- **Trauma Bandage:**
 - Entfernen Sie die Bandage vorsichtig aus der Verpackung.
 - Legen Sie die Bandage auf die Wunde und wickeln Sie sie straff, aber nicht zu fest, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen.
- **QuikClot Combat Gauze oder Frog Gauze:**
 - Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Gauze.
 - Drücken Sie die Gauze sanft auf die Wunde und halten Sie sie für einige Minuten an Ort und Stelle.
- **FOXSeal Occlusive Dressing:**
 - Entfernen Sie die Schutzfolie und platzieren Sie das Dressing über der Wunde.
 - Drücken Sie die Kanten fest an, um eine luftdichte Versiegelung zu gewährleisten.

3. Nach der Anwendung:

- Entsorgen Sie verwendete Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.

- Waschen Sie Ihre Hände gründlich, nachdem Sie die Handschuhe entfernt haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle abgelaufenen oder beschädigten Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle benutzten Materialien hygienisch und sicher entsorgt werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem MBOK (MINI BLOW OUT KIT) wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

MBOK (MINI BLOW OUT KIT) Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBOK (MINI BLOW OUT KIT). This kit is designed to provide essential first aid supplies for trauma situations. It is crucial to understand how to use this kit safely and effectively. This guide outlines general safety guidelines, specific precautions, installation and usage instructions, and disposal instructions to ensure safe and effective use of your MBOK kit.

General Safety Guidelines

- Ensure that all kit contents are intact and undamaged before use.
- Store the kit in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Regularly check the expiration dates of all medical supplies within the kit.
- Keep the kit out of reach of children to prevent misuse.
- In case of an emergency, call for professional medical assistance immediately.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear nitrile gloves when handling blood or bodily fluids to reduce the risk of infection.
- Follow the instructions provided with each item in the kit for proper use.
- Use the CLEER Medical Trauma Bandage only on clean, dry wounds.
- When using QuikClot Combat Gauze or Phokus Research Frog Gauze, apply direct pressure to the wound to promote clotting.
- Ensure that FOXSeal Occlusive Dressing is applied correctly to prevent air from entering the chest cavity.
- Dispose of used medical supplies properly to prevent contamination or infection.

Instructions for Installation and Usage

Preparing the Kit for Use

1. **Inspect the Kit:** Before using the MBOK kit, inspect all items to ensure they are not expired or damaged.
2. **Gather Supplies:** Identify the supplies you will need based on the type of injury or emergency situation.

Using the Kit

- **Trauma Bandage:**

1. Remove the bandage from the packaging.
2. Place the bandage directly over the wound.
3. Secure it in place using the attached adhesive strips.

- **QuikClot Combat Gauze:**

1. Open the gauze package.
2. Pack the gauze into the wound.
3. Apply direct pressure for at least 3 minutes to promote clotting.

- **Phokus Research Frog Gauze:**

1. Open the gauze package.
2. Apply it directly to the wound, ensuring it is packed tightly.

3. Maintain pressure until bleeding stops.

- **FOXSeal Occlusive Dressing:**

1. Open the dressing package.
2. Remove the protective backing and place the seal over the chest wound.
3. Ensure it is sealed properly to prevent air from entering.

- **Nitrile Gloves:**

1. Put on gloves before handling any medical supplies.
2. Dispose of gloves after use to prevent contamination.

PostUse Instructions

1. **Clean Up:** Dispose of all used supplies in accordance with local regulations.
2. **Replenish the Kit:** Replace any used items to ensure the kit is ready for future use.

Disposal Instructions

- Dispose of used medical supplies in accordance with local health regulations.
- Do not throw away medical waste in regular trash.
- Check with local authorities for proper disposal methods for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MBOK (MINI BLOW OUT KIT). Always prioritize safety and seek professional medical help when needed. Thank you for choosing our product, and we wish you the best in your preparedness efforts.

Guide de sécurité pour le Kit de Mini Blow Out (MBOK)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Mini Blow Out (MBOK). Ce kit est conçu pour fournir des fournitures médicales essentielles en cas d'urgence. Veuillez lire ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que toutes les personnes utilisant ce kit sont formées à ses usages.
- Stockez le kit dans un endroit accessible et connu de tous les utilisateurs.
- Vérifiez régulièrement le contenu du kit pour vous assurer que rien n'est périmé ou manquant.
- Ne laissez pas le kit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas d'accident, contactez immédiatement les services d'urgence.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez des gants en nitrile fournis lors de la manipulation de fournitures médicales pour éviter tout contact direct avec le sang ou d'autres fluides corporels.
- Ne pas utiliser de bandages ou de fournitures si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- Ne pas appliquer de produits sur des blessures profondes sans consulter un professionnel de la santé.
- Assurez-vous que les surfaces sur lesquelles vous travaillez sont propres pour éviter toute contamination.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

- Ouvrez le kit et vérifiez que tous les éléments sont présents :
 - Bandage de traumatisme CLEER Medical
 - QuikClot Combat Gauze LE ou Phokus Research Frog Gauze
 - FOXSeal pansement occlusif
 - Gants en nitrile (1 paire)
 - Poche de bande Frog de Phokus Research / Eleven 10®
- Placez le kit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Utilisation

- En cas de blessure, lavez-vous les mains avec du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avant d'ouvrir le kit.
- Portez les gants en nitrile avant de manipuler les fournitures.
- Suivez les instructions spécifiques pour chaque produit dans le kit :
 - Appliquez le bandage de traumatisme sur la plaie en le maintenant en place avec une pression constante.
 - Utilisez la QuikClot Combat Gauze pour contrôler les saignements. Placez-la directement sur la plaie et appliquez une pression.
 - En cas de pneumothorax, utilisez le FOXSeal pansement occlusif selon les instructions fournies.
- Après utilisation, jetez les fournitures usagées dans un conteneur approprié.

Instructions d'élimination

- Éliminez les gants en nitrile usagés et tout autre matériel médical dans un conteneur de déchets

dangereux.

- Ne jetez pas les fournitures médicales usagées dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets médicaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web ou contacter le point de contact local de l'UE. Vous y trouverez des informations sur les rappels et les mises à jour de sécurité.

Merci de votre attention et restez en sécurité !

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů MBOK (MINI BLOW OUT KIT)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MBOK (MINI BLOW OUT KIT). Tento kit je navržen tak, aby poskytoval základní traumatologickou pomoc v případě nouze. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny k bezpečnosti, abyste zajistili správné a bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Uchovávejte produkt na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu a vyměňte jakékoli poškozené nebo prošlé položky.
- Při použití produktu dodržujte hygienické standardy, zejména při manipulaci s obvazy a rukavicemi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si umyjte ruce nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce.
- Pokud je to možné, noste nitrilové rukavice při manipulaci s ranami nebo obvazy, aby se minimalizovalo riziko infekce.
- Používejte pouze obvazy a materiály obsažené v kitu. Nepoužívejte jiné zdravotnické prostředky, které nejsou součástí tohoto kitu.
- V případě alergie na některou ze složek (např. latex) se vyhněte použití příslušných výrobků.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda je místo ošetření bezpečné a klidné. Zajistěte, aby byl pacient v pohodlné poloze.
2. **Použití CLEER Medical Trauma Bandage:**
 - Otevřete obal a vyjměte obvaz.
 - Umístěte obvaz na ránu a pevně ho přitlačte.
 - Zajistěte obvaz podle pokynů na obalu.
3. **Použití QuikClot Combat Gauze:**
 - Otevřete obal a vyjměte gázu.
 - Vložte gázu do rány a jemně stlačte, aby došlo k absorpci krve.
4. **Použití FOXSeal occlusive dressing:**
 - Otevřete obal a vyjměte dressing.
 - Umístěte dressing na ránu a ujistěte se, že je dobře přilnutý k pokožce.
5. **Úklid:** Po použití si umyjte ruce a zlikvidujte použité materiály podle pokynů na likvidaci.

Pokyny pro likvidaci

- Použité obvazy a zdravotnické materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobky do běžného odpadu, pokud obsahují biologický materiál.
- Zajistěte, aby byly všechny použité položky bezpečně zabaleny před jejich likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte místní úřady nebo příslušné orgány pro ochranu spotřebitelů. Informace o bezpečnostních opatřeních a aktualizacích o stažení výrobků najdete na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že se staráte o své zdraví a bezpečnost.