

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES BELT MOUNT BLACK

The Micro Trauma Kit NOW!, or Micro TKN, is the smallest version of the Trauma Kit NOW! for every day carry. It is designed to hold essential lifesaving medical supplies on a belt. The Micro TKN was designed as an Every Day Carry trauma kit for law enforcement professionals, prepared citizens, or hunters. Deployment of critical first aid supplies can be done with one hand or a single finger from either the left or right side by pulling the BLIP featured pull tabs. The Micro TKN consists of two main components - the outer MOLLE or Belt mounted pouch utilizing the Ten-Speed technology, and a removable insert that keeps medical supplies organized. The PRO Kit Includes: Trauma Gloves (1x Pair) Quickclot Combat Gauze LE (1x) SWAT-T Pressure Device (1x) Hypothermia Blanket - Green/Silver (1x)



Attributes

- Name: MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES BELT MOUNT BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100050376
- Mfr. No.: BT-TKN-MTKN-PRO-BK
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 810073650152

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! PRO](#)
- [English: Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES](#)

Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! PRO

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Micro Trauma Kit NOW! PRO von BLUE FORCE GEAR. Dieses kompakte TraumaKit wurde entwickelt, um Ihnen im Notfall schnelle Hilfe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es enthält Materialien, die gefährlich sein können.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Tragen Sie die TraumaHandschuhe immer, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- Verwenden Sie die Quickclot Combat Gauze LE nur gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, die SWATT Druckgerät korrekt anzuwenden, um eine wirksame Blutstillung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die HypothermieDecke nur, um Personen vor Unterkühlung zu schützen.
- Bei der Anwendung der Materialien sollten Sie darauf achten, dass keine Allergien oder Unverträglichkeiten bestehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Zugang zum Kit:** Ziehen Sie an den BLIP Zuglaschen, um das Kit mit einer Hand zu öffnen.
2. **Verwendung der Inhalte:**
 - **TraumaHandschuhe:** Ziehen Sie die Handschuhe an, bevor Sie mit der ErsteHilfeBehandlung beginnen.
 - **Quickclot Combat Gauze LE:** Legen Sie die Gauze direkt auf die Wunde und üben Sie Druck aus.
 - **SWATT Druckgerät:** Wickeln Sie das Gerät um die verletzte Stelle und ziehen Sie es straff, um Blutungen zu stoppen.
 - **HypothermieDecke:** Wickeln Sie die betroffene Person in die Decke, um die Körpertemperatur zu stabilisieren.
3. **Nach der Anwendung:** Entsorgen Sie benutzte Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle benutzten Materialien sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Überprüfen Sie die Haltbarkeit der Materialien regelmäßig und entsorgen Sie abgelaufene Produkte umweltgerecht.
- Halten Sie das Kit sauber und trocken, um die Lebensdauer der Inhalte zu maximieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von BLUE FORCE GEAR oder besuchen Sie die offizielle Website. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen

EUbasierten Kontakt haben.

Schlussfolgerung

Das Micro Trauma Kit NOW! PRO ist ein wertvolles Hilfsmittel für Notfälle. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie und andere im Notfall bestmöglich geschützt sind. Bleiben Sie sicher und gut vorbereitet!

Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies. This kit is designed to provide essential lifesaving medical supplies for everyday carry. It is compact, userfriendly, and suitable for law enforcement professionals, prepared citizens, and hunters. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the kit is stored in a dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Regularly check the contents of the kit for expiration dates and replace any expired items immediately.
- Keep the kit out of reach of children unless they are under adult supervision.
- Familiarize yourself with the contents of the kit and their intended use before an emergency arises.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear the trauma gloves provided when administering first aid to prevent contamination.
- Use the Quickclot Combat Gauze LE as directed in emergency situations to control bleeding.
- Ensure that the SWATT Pressure Device is applied correctly to avoid unnecessary pressure that could cause further injury.
- The Hypothermia Blanket should be used to maintain body temperature in cases of shock or exposure.
- If you are unsure about how to use any of the supplies, seek guidance from a trained medical professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Kit:

- Use the MOLLE or belt mounting system to securely attach the pouch to your belt or gear.
- Ensure that the pouch is easily accessible for quick deployment.

2. Using the Kit:

- In an emergency, pull the BLIP featured pull tabs with one hand or a single finger.
- Access the medical supplies quickly and efficiently from either the left or right side.
- Follow the instructions provided with each medical supply for proper usage.

3. PostUse Care:

- After using any supplies, dispose of them properly according to local regulations.
- Restock the kit immediately after use to ensure it is ready for future emergencies.

Disposal Instructions

- Dispose of used medical supplies according to local hazardous waste regulations.
- Do not throw away the kit itself; instead, recycle or repurpose it if it is no longer needed.
- Ensure that any expired items are discarded safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or included documentation.

Thank you for prioritizing safety and preparedness with the Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies. Your commitment to being equipped for emergencies can make a significant difference.

Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES

Introduction

Le Micro Trauma Kit NOW!, ou Micro TKN, est conçu pour fournir des fournitures médicales essentielles dans un format compact, idéal pour un transport quotidien. Ce guide fournit des instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le kit est toujours accessible et en bon état.
- Vérifie régulièrement le contenu du kit pour t'assurer que toutes les fournitures sont présentes et non périmées.
- Utilise le kit uniquement pour les situations d'urgence.
- Informe les personnes autour de toi sur l'emplacement et l'utilisation du kit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les fournitures si elles sont endommagées ou périmées.
- En cas de doute sur l'utilisation d'un produit, consulte un professionnel de la santé.
- Garde le kit hors de portée des enfants, sauf si tu les as formés à son utilisation.
- Assuretoi que le kit est monté solidement sur ta ceinture ou ton équipement afin d'éviter toute perte pendant une activité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Kit :

- Fixe la pochette extérieure du Micro TKN à ta ceinture ou à un équipement compatible avec le système MOLLE.
- Assuretoi que le kit est bien sécurisé et facilement accessible.

2. Utilisation des Fournitures :

- Pour accéder rapidement aux fournitures, tire sur les onglets de tirage BLIP intégrés à l'aide d'une main ou d'un seul doigt.
- Utilise les gants de traumatisme pour te protéger lors de l'administration des premiers secours.
- Suis les instructions spécifiques fournies avec chaque produit (comme le Quickclot LE et le dispositif de pression SWATT) pour une utilisation correcte.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des fournitures périmées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets médicaux.
- Ne jette pas les fournitures dans la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets médicaux dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un professionnel de la santé.

Ce guide de sécurité a été élaboré pour répondre aux exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Assuretoi de suivre toutes les instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES

Introduzione

Il Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES è un kit di pronto soccorso progettato per fornire forniture mediche essenziali in situazioni di emergenza. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia sempre accessibile e in buone condizioni.
- Controlla regolarmente le forniture e sostituisci eventuali articoli scaduti o danneggiati.
- Utilizza il kit solo per scopi previsti e segui le istruzioni per ogni fornitura.
- Tieni il kit lontano dalla portata dei bambini, a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.
- In caso di emergenza, contatta i servizi di emergenza appropriati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare i guanti da trauma per evitare il contatto diretto con fluidi corporei.
- Assicurati che la garza Combat Quickclot LE sia applicata correttamente per controllare le emorragie.
- Segui le istruzioni per l'uso del dispositivo di pressione SWATT per garantire un'applicazione efficace.
- La coperta ipotermica deve essere utilizzata per proteggere la vittima dal freddo e mantenere la temperatura corporea.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Kit:

- Monta la borsa esterna su una cintura o un sistema MOLLE utilizzando la tecnologia TenSpeed.
- Assicurati che la borsa sia fissata saldamente e non si muova durante l'attività.

2. Uso delle Forniture:

- Per estrarre le forniture, tira le linguette di estrazione BLIP con una mano o un singolo dito.
- Assicurati di avere sempre una buona illuminazione e un ambiente sicuro durante l'uso delle forniture.
- Segui le istruzioni specifiche per ogni fornitura, disponibili sul packaging o nel manuale del kit.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di pronto soccorso.
- Le forniture scadute o danneggiate devono essere smaltite in modo sicuro per evitare rischi per la salute.
- Non gettare nel normale rifiuto domestico articoli contaminati o pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo punto di riferimento locale nell'Unione Europea. Assicurati di fornire dettagli chiari sul prodotto e sulla tua preoccupazione.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Bruksanvisning for Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies

Introduksjon

Micro Trauma Kit NOW!, eller Micro TKN, er en kompakt og bærbar traumakit designet for daglig bruk. Den er utviklet for å oppbevare essensielle livreddende medisinske forsyninger på et belte, og er ideell for politi, forberedte borgere og jegere. Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid produktet i henhold til instruksjonene for å unngå skader.
- Rapportér eventuelle farlige situasjoner eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alltid bruksanvisningen for å sikre korrekt bruk av førstehjelpsforsyninger.
- Bruk traumahansker når du håndterer blod eller biologiske væsker for å unngå smitte.
- Vær oppmerksom på at noen personer kan ha allergiske reaksjoner på medisinske forsyninger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Micro TKN:

- Fest den ytre MOLLE eller beltefestede lommen på beltet eller utstyret ditt.
- Sørg for at lommen sitter godt og er lett tilgjengelig.

2. Tilgang til forsyninger:

- For å få tilgang til innholdet, trekk i BLIPfunksjonen på trekkflikene.
- Du kan bruke én hånd eller en finger for å åpne lommen fra venstre eller høyre side.

3. Bruk av innholdet:

- Ta ut traumahansker (1x par) og bruk dem før du håndterer medisinske forsyninger.
- Bruk Quickclot Combat Gauze LE (1x) for å stoppe blødninger.
- Anvend SWATT trykkenhet (1x) for å kontrollere blødning.
- Bruk det hypotermiske teppet (Grønn/Sølv, 1x) for å opprettholde kroppstemperaturen hos skadde.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av medisinske forsyninger.
- Unngå å kaste brukte forsyninger i vanlig søppel; bruk spesialiserte avfallskanaler for medisinsk avfall.
- Sørg for at alle deler av produktet er avhendet på en sikker måte for å unngå miljøforurensning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies, vennligst kontakt produsenten direkte.

Sørg for å følge alle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av produktet.

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES. Detta kit är designat för att ge snabb och effektiv första hjälpen vid nödsituationer. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och maximera säkerheten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är i gott skick och oanvända.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar medicinska förnödenheter för att förhindra kontaminering.
- Se till att du är utbildad i första hjälpen och hur man använder varje komponent i kitet.
- Undvik att använda kitet om det har blivit skadat eller om innehållet har blivit kontaminerat.
- Förvara kitet på en lättillgänglig plats, men skydda det från extrem värme eller fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna kitet:

- Dra i de BLIPfunktionerade dragflikarna med en hand för att öppna fodralet.

2. Användning av medicinska förnödenheter:

- Trauma Handskar: Ta på dig handskarna innan du hanterar sår eller blod.
- Quickclot Combat Gauze LE: Använd för att stoppa blödning genom att applicera direkt på såret.
- SWATT Tryckanordning: Använd för att applicera tryck på sår för att stoppa blödning.
- Hypotermisk Filt: Använd för att hålla en person varm i kalla förhållanden.

3. Stäng kitet:

- Se till att alla komponenter är på plats innan du stänger kitet. Stäng dragflikarna ordentligt.

Avfallshantering

- Kassera använda medicinska förnödenheter enligt lokala riktlinjer för medicinskt avfall.
- Förpackningen kan återvinnas i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies. Tento kit je navržen tak, aby poskytoval základní zdravotnické potřeby pro každodenní nošení a byl snadno přístupný v případě nouze. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte kit mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu a vyměňte vypršené nebo použité položky.
- Při používání zdravotnických potřeb dodržujte hygienické standardy.
- V případě jakýchkoli alergických reakcí nebo zdravotních komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Trauma rukavice:
 - Používejte rukavice při poskytování první pomoci, abyste minimalizovali riziko infekce.
- Quickclot Combat Gauze LE:
 - Používejte pouze v případě silného krvácení. Následujte pokyny na obalu pro správnou aplikaci.
- SWATT tlakový přístroj:
 - Ujistěte se, že je správně aplikován na zraněné místo. Pokud nejste si jisti, požádejte o pomoc kvalifikovanou osobu.
- Izolační deka:
 - Používejte ji k udržení tělesné teploty zraněného, zejména v chladném počasí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Umístění kitu:**
 - Připevněte kit na opasek nebo MOLLE systém pro snadný přístup.
2. **Kontrola obsahu:**
 - Otevřete kit a zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty na svém místě a v dobrém stavu.
3. **Použití komponentů:**
 - V případě potřeby použijte jednotlivé komponenty podle pokynů uvedených výše.
4. **Jednoduché použití:**
 - V případě nouze můžete kit otevřít jednou rukou pomocí vytahovacích tabulek BLIP.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité zdravotnické potřeby likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte prázdné obaly do běžného odpadu; použijte recyklační kontejnery, pokud jsou k dispozici.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo organizace v oblasti zdravotnických potřeb. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně názvu, výrobce a čísla šarže.

Děkujeme, že dodržíte bezpečnostní pokyny a používáte Micro Trauma Kit NOW! Pro Supplies zodpovědně.