

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - MICRO TRAUMA KIT NOW!- NANO-PRO SUPPLIES-MULTICAM

The Micro Trauma Kit NOW! Nano is the smallest of the TKN medical kits. This mini trauma pouch holds the essential medical gear intended to stop the number one cause of traumatic death: bleeding! This first aid pouch can easily be stowed in a pocket, medical pack, and other similar sized spaces.

ESSENTIAL INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), Quikclot Bleeding Control Dressing (1x), and a Pressure Device (1x) PRO INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Combat Gauze LE (1x - black), and a Pressure Device (1x) ADVANCED INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Combat Gauze (1x - green), and a Pressure Device (1x)



Attributes

- Name: MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100993
- Mfr. No.: TKN-NANO-PRO-MC
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.222kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 810073652880

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [English: Micro Trauma Kit NOW! Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Český: Návod k použití pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)

Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO. Dieses kompakte ErsteHilfeSet ist speziell für die Behandlung von traumatischen Verletzungen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicher verwendet zu werden. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EURückrufplattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt nicht betroffen ist.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie dieses Produkt online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucher:** Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen Zugang zu diesem Set haben.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in der EU.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Verwendung durch geschultes Personal:** Das Kit sollte von Personen verwendet werden, die in Erster Hilfe geschult sind.
- **Hygiene:** Achten Sie darauf, die TraumaHandschuhe vor der Anwendung zu tragen, um eine Kontamination zu vermeiden.
- **Blutstillung:** Verwenden Sie den QuikClot Blutstillungsverband gemäß den Anweisungen, um effektive Ergebnisse zu erzielen.
- **Druckgerät:** Setzen Sie das Druckgerät nur ein, wenn es notwendig ist, und befolgen Sie die Anweisungen zur sicheren Anwendung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Zugänglichkeit:** Halten Sie das Kit an einem leicht zugänglichen Ort, um im Notfall schnell reagieren zu können.
- **Überprüfung des Inhalts:** Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden und unbeschädigt sind.
- **Benutzung der Handschuhe:** Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- **Anwendung des QuikClot:**
 - Entfernen Sie die Verpackung des QuikClot Blutstillungsverbands.
 - Legen Sie den Verband auf die Wunde und üben Sie sanften Druck aus.
- **Verwendung des Druckgeräts:**
 - Positionieren Sie das Druckgerät über der Wunde.
 - Drücken Sie das Gerät vorsichtig zusammen, um den Druck auf die Wunde zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- **Verpackungsmaterial:** Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.

- **Abgelaufene Produkte:** Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Komponenten des Kits sicher, indem Sie diese in den regulären Abfall geben.
- **Verunreinigte Materialien:** Entsorgen Sie verunreinigte Materialien in einem geeigneten Behälter, um das Risiko einer Kontamination zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in der EU. Achten Sie darauf, alle erforderlichen Informationen über Ihr Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine sichere Anwendung Ihres MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO.

Micro Trauma Kit NOW! Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Micro Trauma Kit NOW! Nano. This compact medical kit is designed to provide essential first aid supplies for emergency situations. It is important to understand how to use this product safely and effectively. This guide outlines the safety instructions and precautions necessary for the proper use of this kit in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all contents of the kit are intact and not expired before use.
- Store the kit in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the kit out of reach of children unless under adult supervision.
- Regularly check the kit for any missing or damaged items and replace them as necessary.
- If you experience an allergic reaction to any of the materials in the kit, discontinue use immediately and seek medical attention.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear trauma gloves when handling blood or bodily fluids to prevent infection.
- Use QuikClot products only as directed on the packaging. Do not apply to large or deep wounds without medical supervision.
- Ensure that the pressure device is applied correctly to avoid excessive pressure that may cause further injury.
- If you are unsure about how to use any item in the kit, seek guidance from a qualified medical professional.
- Do not use the kit for purposes other than first aid treatment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Open the pouch and lay out all items to ensure you have everything needed for the situation.
- Familiarize yourself with each item and its intended use.

2. Applying QuikClot Bleeding Control Dressing:

- Use gloves before handling any dressings.
- Apply the dressing directly to the wound, ensuring it covers the entire area.
- Hold in place with gentle pressure until bleeding stops.

3. Using the Pressure Device:

- Position the device over the dressing.
- Secure it in place, ensuring it is snug but not overly tight.
- Monitor the wound for any signs of excessive bleeding or discomfort.

4. Disposing of Used Items:

- Place used gloves, dressings, and any other contaminated materials in a sealed plastic bag.
- Dispose of the bag in accordance with local regulations for biohazard waste.

5. PostUse Care:

- After use, clean your hands thoroughly.
- Restock any items used from the kit to ensure it is ready for future emergencies.

Disposal Instructions

- Dispose of the Micro Trauma Kit NOW! and its contents in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the kit in regular household waste if it contains biohazard materials.
- Check for any specific disposal instructions on individual items within the kit.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Micro Trauma Kit NOW!, please refer to your local distributor or check the packaging for additional contact details.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the effective and safe use of the Micro Trauma Kit NOW! Nano. Always prioritize safety and seek professional medical assistance when necessary.

Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Trauma Kit NOW! Nano de BLUE FORCE GEAR. Ce kit est conçu pour fournir des fournitures médicales essentielles en cas de traumatisme. Il est compact et facile à transporter, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans divers environnements. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le kit.
- Conservez le kit hors de portée des enfants pour éviter une utilisation inappropriée.
- Vérifiez régulièrement le kit pour vous assurer que tous les éléments sont présents et en bon état.
- Ne pas utiliser le kit si des éléments sont manquants ou endommagés.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'un des éléments, consultez un professionnel de santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation des gants de traumatisme :**
 - Portez toujours des gants lors de la manipulation de blessures pour éviter la contamination.
- **Pansement de contrôle des saignements QuikClot :**
 - Appliquez le pansement directement sur la plaie et exercez une pression ferme.
- **Dispositif de pression :**
 - Utilisez-le pour maintenir une pression sur les blessures saignantes.
- **Ne pas utiliser les fournitures après leur date d'expiration.**
- **Si une réaction allergique se produit, retirez immédiatement le produit et consultez un médecin.**

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture du kit :

- Ouvrez le kit en suivant les instructions sur l'emballage.

2. Évaluation de la blessure :

- Évaluez la gravité de la blessure avant d'utiliser les fournitures.

3. Utilisation des gants :

- Enfilez les gants de traumatisme pour vous protéger et protéger la victime.

4. Application des fournitures :

- Utilisez le pansement QuikClot pour contrôler les saignements.
- Si nécessaire, appliquez le dispositif de pression pour maintenir la pression sur la plaie.

5. Suivi :

- Après avoir stabilisé la blessure, consultez un professionnel de santé pour un traitement supplémentaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les fournitures usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets médicaux.
- Ne jetez pas les fournitures dans les ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour connaître les points de collecte appropriés pour les déchets médicaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web de BLUE FORCE GEAR ou contacter leur service client.

Rappel de Sécurité

- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et restez en sécurité!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear. Questo kit è progettato per fornire l'attrezzatura medica essenziale necessaria per affrontare situazioni di emergenza legate a traumi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia sempre accessibile e in buone condizioni.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che non manchino forniture essenziali.
- Utilizza il kit solo per scopi previsti e secondo le istruzioni.
- In caso di emergenza, chiama i servizi di emergenza competenti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Guanti per traumi:** Indossa sempre i guanti per proteggerti e ridurre il rischio di infezioni durante il trattamento delle ferite.
- **Medicazione per il controllo del sanguinamento:** Utilizza la medicazione QuikClot solo secondo le istruzioni fornite per garantire un'efficace emostasi.
- **Dispositivo di pressione:** Assicurati di applicare il dispositivo di pressione correttamente e con la giusta forza per ottenere i migliori risultati.
- **Contenuto del kit:** Non utilizzare forniture scadute o danneggiate. Sostituisci immediatamente qualsiasi elemento che non sia in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del Kit:

- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile, come una tasca o uno zaino medico.
- Assicurati che chiunque utilizzi il kit sappia dove si trova e come accedervi rapidamente.

2. Utilizzo del Kit:

- In caso di emergenza, indossa i guanti per traumi.
- Valuta la ferita e, se necessario, utilizza la medicazione QuikClot per controllare il sanguinamento.
- Applica il dispositivo di pressione sulla ferita, mantenendo una pressione costante fino a quando non arriva assistenza medica.

3. Controllo e Manutenzione:

- Controlla il kit ogni sei mesi per assicurarti che tutti i materiali siano presenti e in buone condizioni.
- Sostituisci qualsiasi articolo utilizzato o scaduto immediatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i guanti e le medicazioni usate in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i materiali medici nel normale cestino; segui le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali medici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la data di acquisto per facilitare la tua richiesta.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear.

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! Nano. Detta medicinska kit är utformat för att ge nödvändig medicinsk utrustning för att hantera traumatiska skador, särskilt blödningar. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de specifika instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet innehållet i kitet för att säkerställa att alla komponenter är i gott skick och inom utgångsdatum.
- Rapportera eventuella skador eller brister till tillverkaren.
- Följ lokala föreskrifter och riktlinjer för medicinsk utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blödningar eller öppna sår för att skydda både dig själv och den skadade.
- Använd QuikClot Blödningskontroll Förband korrekt enligt instruktionerna för att säkerställa effektiv blödningskontroll.
- Var medveten om att felaktig användning av medicinska produkter kan leda till ytterligare skador.
- Om du är osäker på hur du ska använda någon del av kitet, sök råd från en medicinsk professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kitet:** Ta bort kitet från förpackningen och kontrollera att alla komponenter är närvarande.
2. **Användning av Trauma Handskar:**
 - Rulla ut handskarna och ta på dem innan du hanterar några skador.
3. **Användning av QuikClot Blödningskontroll Förband:**
 - Ta bort förbandet från förpackningen.
 - Applicera förbandet direkt på blödningsområdet och tryck fast det.
 - Håll trycket i minst 3 minuter för att säkerställa att blödningsstoppas.
4. **Användning av Tryckenhet:**
 - Följ specifika instruktioner som medföljer tryckenheten för korrekt användning.

Avfallshantering

- Kasta använda medicinska produkter enligt lokala riktlinjer för medicinskt avfall.
- Förpackningen kan återvinnas där det är möjligt. Kontrollera lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren. Se produktens förpackning för mer information om hur du når dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! Nano. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit NOW! Nano. Tento kit je navržen tak, aby poskytoval nezbytné lékařské vybavení pro zastavení krvácení, které je nejčastější příčinou traumatické smrti. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl kit uložen na suchém místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu a ujistěte se, že jsou všechny položky neporušené a použitelné.
- V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností ohledně použití nebo obsahu kitu se obraťte na odborníka.
- Pokud dojde k poranění, které vyžaduje lékařskou pomoc, neváhejte a vyhledejte ji okamžitě.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím si důkladně umyjte ruce nebo použijte dezinfekční prostředek.
- Používejte ochranné rukavice vždy, když ošetřujete zranění, abyste minimalizovali riziko infekce.
- Pokud používáte QuikClot obvaz, dodržujte pokyny pro jeho aplikaci, abyste zajistili efektivní kontrolu krvácení.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo expirované materiály z kitu.

Pokyny pro instalaci a použití

- Otevřete kit a zkontrolujte obsah:
 - Trauma rukavice (1x pár)
 - QuikClot obvaz na kontrolu krvácení (1x)
 - Tlakové zařízení (1x)
- Před použitím obvazu:
 - Očistěte ránu, pokud je to možné.
 - Aplikujte QuikClot obvaz přímo na ránu a držte jej na místě, dokud krvácení nepřestane.
- Pokud je to nutné, použijte tlakové zařízení k udržení obvazu na místě.
- Po ošetření rány si umyjte ruce a zlikvidujte použité materiály bezpečným způsobem.

Pokyny pro likvidaci

- Použité materiály z kitu, jako jsou rukavice a obvazy, zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nezhazujte použité materiály do běžného odpadu, pokud to není povoleno. Informujte se o místních směrnících pro biologický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali Micro Trauma Kit NOW! Nano. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití vašeho produktu.