

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES - COYOTE

The Trauma Kit NOW! - SMALL is the newest med kit from Blue Force Gear. Designed in response to customers who loved the features and design of the TKN-MEDIUM but needed a smaller pouch. This MOLLE medical pouch is 30% smaller than the TKN-MEDIUM. The TKN-SMALL utilizes the single-motion pull out the top design of the original TKN but in the familiar size and format of a Double / Triple (stacked) M4 magazine pouch. ESSENTIALS INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Bleeding Control Dressing (1x - white), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x) Flat Fold Tape (1x), and Compressed Gauze (1x) PR INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Combat Gauze LE (1x - black), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), Compressed Gauze (1x), and Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Combat Gauze (1x - green), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), Compressed Gauze (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x), and Decompression Needle (1x)



Attributes

- Name: TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES - COYOTE
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430101017
- Mfr. No.: HW-TKN-SMALL-ES
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810073653221

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRAUMA KIT NOW! SMALL Sicherheitshinweise](#)
- [English: TRAUMA KIT NOW! SMALL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Trousse de Secours TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Český: TRAUMA KIT NOW! SMALL BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL MOLLE ESSENTIALS SUPPLIES COYOTE](#)

TRAUMA KIT NOW! SMALL Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen die notwendigen medizinischen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Achten Sie darauf, das Kit nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Es ist nicht für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt.
- **OnlineShopping:** Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt von einem autorisierten Händler erwerben, um die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Dieses Kit ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kontakt in Ihrem Land.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Kit nur in Notfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle enthaltenen Materialien unbeschädigt und innerhalb des Haltbarkeitsdatums sind.
- Tragen Sie immer die TraumaHandschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Wunden, wenn Sie die Materialien verwenden.
- Wenn Sie allergisch auf Materialien reagieren, die im Kit enthalten sind, verwenden Sie diese nicht.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Öffnen des Kits:** Ziehen Sie den Reißverschluss oder die Schnalle vorsichtig auf, um das Kit zu öffnen.
- **Entnahme der Materialien:** Nehmen Sie nur die benötigten Materialien heraus. Stellen Sie sicher, dass Sie die anderen Materialien sicher im Kit verstauen, um eine Kontamination zu vermeiden.
- **Verwendung der Materialien:**
 - TraumaHandschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
 - QuikClot Blutstillungsverband: Legen Sie den Verband direkt auf die Wunde und drücken Sie fest, um die Blutung zu stoppen.
 - NotfallTraumaVerband: Wickeln Sie den Verband um die verletzte Stelle und sichern Sie ihn gut.
 - HypothermieDecke: Wickeln Sie die betroffene Person in die Decke, um eine Unterkühlung zu vermeiden.
 - Flachfaltband und komprimierte Gazen: Verwenden Sie diese zur Abdeckung von Wunden oder zur Unterstützung von Verbänden.
- **Nach der Verwendung:** Entsorgen Sie alle gebrauchten Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinischen Abfall.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle verwendeten Materialien sicher. Verwenden Sie dafür geeignete Abfallbehälter.
- Halten Sie sich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von medizinischem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Kontaktstelle in Ihrem Land, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, das TRAUMA KIT NOW! SMALL sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit und Gesundheit stehen an erster Stelle.

TRAUMA KIT NOW! SMALL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRAUMA KIT NOW! SMALL from Blue Force Gear. This comprehensive medical kit is designed to provide essential supplies for trauma care in a compact and portable format. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the kit.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use and complies with EU safety regulations. Always follow the instructions provided to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Please follow the instructions provided for any remedies.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This kit is not intended for children. Keep out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform. Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Check Contents:** Before use, verify that all components of the kit are present and in good condition.
- **Use as Intended:** This kit is designed for trauma care. Do not use for any other purpose.
- **Follow Instructions:** Always follow the instructions included for each item within the kit to ensure proper use.
- **Hygiene Practices:** Use gloves provided in the kit when treating wounds to minimize infection risk.
- **Avoid Direct Sunlight:** Store the kit in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the supplies.
- **Monitor for Expiration:** Regularly check the expiration dates of items in the kit and replace as necessary.

Instructions for Installation and Usage

- **Opening the Kit:**
 - Use the MOLLE attachment system to securely attach the kit to your gear or bag.
 - Ensure that the kit is easily accessible in case of emergencies.
- **Using the Supplies:**
 - **Trauma Gloves:** Wear gloves when handling open wounds or bodily fluids to prevent contamination.
 - **QuikClot Bleeding Control Dressing:** Apply directly to the wound and apply pressure to control bleeding.
 - **Emergency Trauma Dressing:** Place over the wound and secure in place using the attached ties.
 - **Hypothermia Blanket:** Wrap the patient to maintain body temperature in case of shock.
 - **Flat Fold Tape:** Use to secure dressings in place or to close small wounds.
 - **Compressed Gauze:** Apply to wounds to absorb blood and promote clotting.

- **Full Size Chest Seal:** For chest injuries, apply the seal over the wound to prevent air from entering the chest cavity.
- **Nasopharyngeal Airway:** Insert as needed to maintain an open airway in unresponsive patients.
- **Decompression Needle:** Use only if trained, for severe chest injuries with signs of tension pneumothorax.

Disposal Instructions

- **Expired or Used Items:** Dispose of any expired or used medical supplies in accordance with local regulations for medical waste.
- **Packaging:** Recycle the outer packaging where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the TRAUMA KIT NOW! SMALL, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and wellbeing are our top priority.

Guide de Sécurité pour la Trousse de Secours TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Trousse de Secours TRAUMA KIT NOW! SMALL de Blue Force Gear. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la trousse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la trousse est utilisée conformément aux instructions fournies.
- Conservez la trousse hors de portée des enfants, sauf si elle est utilisée sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement le contenu de la trousse pour vous assurer que tous les éléments sont en bon état et non périmés.
- En cas de doute sur l'utilisation d'un élément de la trousse, consultez un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Gants de traumatisme** : Utilisez toujours des gants lors de la manipulation de blessures ouvertes pour éviter la contamination.
- **Pansements** : Assurez-vous que les pansements sont appliqués correctement pour éviter les infections.
- **Couverture de réchauffement** : Utilisez-la pour maintenir la chaleur corporelle en cas d'urgence.
- **Gaz compressé** : Manipulez avec précaution et suivez les instructions d'utilisation pour éviter les blessures.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Ouverture de la trousse** :
 - Dézippez ou ouvrez la pochette de la trousse.
2. **Vérification du contenu** :
 - Assurez-vous que tous les éléments listés dans la trousse sont présents.
3. **Utilisation des gants** :
 - Mettez des gants avant de traiter toute blessure.
4. **Application des pansements** :
 - Suivez les instructions sur les emballages des pansements pour une application correcte.
5. **Utilisation de la couverture de réchauffement** :
 - Dépliez la couverture et placez-la sur la personne blessée pour conserver la chaleur.
6. **Manipulation du gaz compressé** :
 - Suivez les instructions spécifiques fournies avec les produits de gaz compressé.

Instructions d'Élimination

- Disposez des éléments périmés ou utilisés de manière appropriée en suivant les règlements locaux sur les déchets médicaux.
- Ne jetez pas les gants ou les pansements dans les déchets ménagers. Utilisez des conteneurs de déchets appropriés.
- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination des produits de santé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Trousse de Secours TRAUMA KIT NOW! SMALL, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces lignes directrices et en utilisant la Trousse de Secours TRAUMA KIT NOW! SMALL de manière responsable, vous pouvez vous assurer que vous êtes préparé à faire face à des situations d'urgence. N'oubliez pas de vérifier régulièrement le contenu de votre trousse et de rester informé sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL

Introduzione

Il Trauma Kit NOW! SMALL è un kit medico progettato per fornire assistenza rapida in situazioni di emergenza. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia sempre accessibile e facilmente identificabile.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per verificare che non ci siano articoli scaduti o danneggiati.
- Segui le istruzioni specifiche per ogni articolo presente nel kit.
- In caso di emergenza, utilizza il kit solo se sei addestrato a farlo.
- Tieni il kit lontano dalla portata dei bambini, a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Guanti per Trauma: Utilizza sempre i guanti quando tratti ferite per ridurre il rischio di infezioni.
- Medicazione per Controllo Emorragie: Segui le istruzioni sulla confezione per una corretta applicazione.
- Coperta per Ipotermia: Usa la coperta per mantenere il calore corporeo in caso di esposizione prolungata al freddo.
- Nastro Pieghevole e Garza Compresa: Assicurati di applicare una pressione adeguata per controllare le emorragie.
- Sigillo Toracico: Utilizza solo se sei addestrato a farlo; un uso improprio può causare ulteriori danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Apri il kit e verifica che tutti gli articoli siano presenti e in buone condizioni.
- Controlla la data di scadenza su ogni medicazione e sostituisci gli articoli scaduti.

2. Utilizzo:

- In caso di emergenza, indossa i guanti per proteggerti e proteggere la persona ferita.
- Applica la medicazione per il controllo delle emorragie seguendo le istruzioni specifiche.
- Se necessario, utilizza la coperta per ipotermia per mantenere il calore corporeo.
- Dopo l'uso, smaltisci i materiali utilizzati in modo sicuro.

3. Conservazione:

- Riponi il kit in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Assicurati che il kit sia facilmente accessibile in caso di emergenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli articoli scaduti o danneggiati devono essere smaltiti secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i materiali medici nel normale pattume; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per rifiuti pericolosi.
- Assicurati di smaltire i guanti e altri materiali utilizzati in modo sicuro per evitare contaminazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Trauma Kit NOW! SMALL, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale di Blue Force Gear per ulteriori informazioni e supporto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Trauma Kit NOW! SMALL, contribuendo a proteggere la tua salute e quella degli altri in situazioni di emergenza.

Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduktion

Tack för att du valt TRAUMA KIT NOW! SMALL från Blue Force Gear. Detta första hjälpenet är utformat för att ge dig nödvändiga medicinska förnödenheter i en kompakt och lättanvänd väska. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Förvara trauma kit på en säker och lättillgänglig plats.
- Kontrollera regelbundet innehållet i kit för att säkerställa att alla komponenter är intakta och inom sitt utgångsdatum.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn om inte specifikt angivet för användning av barn.
- Om du är osäker på hur en komponent ska användas, sök råd från en medicinsk professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Trauma Handskar: Använd alltid handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- QuikClot Blödningskontroll Förband: Applicera endast på blödande sår. Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa effektivitet.
- Nödförband: Använd för att täcka sår och förhindra infektion. Byt ut förbandet vid behov.
- Hypotermivärmefilt: Använd för att skydda en person från hypotermi. Se till att den är ordentligt insvept för bästa effekt.
- Flat Fålltejp: Använd för att fästa förband eller andra medicinska komponenter på plats.
- Komprimerad Gas: Används vid behov för att ge syre. Följ instruktionerna för korrekt användning.
- Fullstor Brösthörslutning: Endast för användning av utbildad personal eller i nödsituationer.
- Nasopharyngeal Luftväg och Dekompressionsnål: Dessa komponenter bör endast användas av medicinskt utbildad personal.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kit:** Ta bort kit från förpackningen och kontrollera att alla komponenter är närvarande.
2. **Användning av handskar:** Sätt på trauma handskar innan du påbörjar behandlingen av en skada.
3. **Behandling av sår:**
 - Rengör såret om möjligt.
 - Applicera QuikClot Blödningskontroll Förbandet direkt på såret och tryck för att stoppa blödningsen.
 - Täck såret med ett nödförband.
4. **Skydd mot hypotermi:** Om personen är kall, svep dem i hypotermivärmefilt.
5. **Användning av Flat Fålltejp:** Använd tejp för att fästa förband på plats.
6. **Komprimerad Gas:** Använd endast om det finns behov av syre och om du är utbildad i dess användning.
7. **Transportera till sjukhus:** Om skadan är allvarig, transportera personen till en medicinsk anläggning så snart som möjligt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda handskar, förband och andra engångskomponenter i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Förpackningar och önskade komponenter kan återvinnas om de är märkta som återvinningsbara.

- För produkter som är skadliga eller farliga, följ särskilda avfallsanvisningar från lokala myndigheter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av TRAUMA KIT NOW! SMALL. Tack för att du prioriterar säkerheten.

TRAUMA KIT NOW! SMALL BLUE FORCE GEAR

TRAUMA KIT NOW! SMALL MOLLE ESSENTIALS

SUPPLIES COYOTE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Trauma Kit NOW! SMALL od společnosti Blue Force Gear. Tento kit je navržen tak, aby poskytoval základní lékařské potřeby v kompaktním formátu, ideální pro jednotlivce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální efektivitu při používání tohoto produktu, připravili jsme pro vás následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace o produktu.
- Udržujte lékárničku na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah lékárničky a nahrazujte vypršené nebo použité položky.
- Pokud dojde k použití jakéhokoli z obsahu, informujte se o správné metodě použití.
- V případě zranění nebo zdravotních potíží vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Trauma rukavice: Používejte je vždy, když manipulujete s krví nebo jinými tělesnými tekutinami.
- QuikClot obvaz: Dodržujte pokyny pro použití na obalu a ujistěte se, že je správně aplikován na zranění.
- Deko proti podchlazení: Používejte ji k udržení tělesné teploty zraněné osoby.
- Ploché pásky a komprimovaná gáza: Ujistěte se, že jsou aplikovány správně, abyste předešli dalšímu zranění.
- Nazofaryngeální vzduchová cesta a dekompresní jehla: Tyto položky by měly být používány pouze osobami s příslušným školením.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Umístění lékárničky:

- Umístěte lékárničku na snadno dostupné místo v domácnosti, vozidle nebo na výletech.
- Zajistěte, aby byla viditelná a snadno přístupná v případě nouze.

2. Použití obsahu:

- Otevřete lékárničku a vyjměte potřebné položky podle situace.
- Postupujte podle pokynů na jednotlivých obalech pro správné použití.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte lékárničku a nahrazujte vypršené položky.
- Udržujte lékárničku organizovanou, aby bylo možné rychle najít potřebné položky.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité nebo vypršené položky z lékárničky likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zvláštní pozornost věnujte likvidaci biologického odpadu, jako jsou použité rukavice nebo obvazy, a dodržujte bezpečnostní pokyny pro jejich likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali Trauma Kit NOW! SMALL. Vaše bezpečnost je naší prioritou.