

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES - BLACK

The Trauma Kit NOW! - SMALL is the newest med kit from Blue Force Gear. Designed in response to customers who loved the features and design of the TKN-MEDIUM but needed a smaller pouch. This MOLLE medical pouch is 30% smaller than the TKN-MEDIUM. The TKN-SMALL utilizes the single-motion pull out the top design of the original TKN but in the familiar size and format of a Double / Triple (stacked) M4 magazine pouch. ESSENTIALS INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Bleeding Control Dressing (1x - white), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x) Flat Fold Tape (1x), and Compressed Gauze (1x) PR INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Combat Gauze LE (1x - black), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), Compressed Gauze (1x), and Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Combat Gauze (1x - green), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), Compressed Gauze (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x), and Decompression Needle (1x)



Attributes

- Name: TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES - BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430101026
- Mfr. No.: HW-TKN-SM-ADV-BK
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810073653313

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRAUMA KIT NOW! SMALL Sicherheitshinweise](#)
- [English: TRAUMA KIT NOW! SMALL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Svenska: TRAUMA KIT NOW! SMALL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k použití TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)

TRAUMA KIT NOW! SMALL Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlich willkommen zum Sicherheitshinweis für das TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses medizinische Kit wurde entwickelt, um Ihnen bei Notfällen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das TRAUMA KIT NOW! SMALL nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Kit regelmäßig auf Vollständigkeit und Verfallsdaten der enthaltenen Produkte.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verwendung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Inhalte und deren Anwendung, um im Notfall schnell handeln zu können.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Handschuhe tragen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen, um das Risiko einer Infektion zu minimieren.
- Verwenden Sie die QuikClot Blutstillungsverbände gemäß den Anweisungen, um eine effektive Blutstillung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, die HypothermieDecke richtig zu verwenden, um eine Unterkühlung des Patienten zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Dekompressionsnadel auf Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie die Nasopharyngeal Airway nur, wenn Sie darin geschult sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Öffnen des Kits:** Öffnen Sie die MOLLETasche vorsichtig, um die enthaltenen Materialien zu entnehmen.
- **Verwendung der Handschuhe:** Ziehen Sie ein Paar TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- **Anwendung des QuikClot:** Platzieren Sie die QuikClot Combat Gauze auf der Wunde und üben Sie Druck aus, um die Blutung zu stoppen.
- **Anwendung des NotfallTraumaVerbandes:** Legen Sie den Verband über die Wunde und sichern Sie ihn mit dem Klettverschluss.
- **Verwendung der HypothermieDecke:** Wickeln Sie den Patienten in die Decke, um ihn warm zu halten.
- **Verwendung der Dekompressionsnadel:** Führen Sie die Nadel gemäß der Schulung in den betroffenen Bereich ein.
- **Verwendung der Nasopharyngeal Airway:** Führen Sie die Airway vorsichtig in die Nase des Patienten ein, wenn dies erforderlich ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien sicher verpackt sind, um eine Kontamination zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für medizinische Produkte in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Trauma Kit NOW! SMALL erworben haben. Sie sollten auch die Website des EU Safety Gate besuchen, um aktuelle Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und konsultieren Sie sie regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie im Notfall gut vorbereitet sind.

TRAUMA KIT NOW! SMALL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRAUMA KIT NOW! SMALL from Blue Force Gear. This advanced trauma kit is designed to provide essential medical supplies in a compact and userfriendly format. This guide outlines important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your trauma kit.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use and complies with EU safety regulations. Always follow usage instructions to avoid accidents.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls through official notifications. If a recall occurs, you will be provided with remedies at no cost.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller meets EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This kit is not intended for children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, consult the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Carefully read all instructions and safety information before using the kit.
- **Inspect Contents:** Regularly check the contents of the kit for expiration dates and any signs of damage.
- **Use in Emergencies Only:** This kit is intended for emergency medical situations. Do not use items for purposes other than their intended use.
- **Hygiene:** Always maintain hygiene when using medical supplies. Wash hands before and after application.
- **Seek Professional Help:** In case of severe injuries, always seek professional medical assistance immediately.

Instructions for Installation and Usage

- **Location:** Store the trauma kit in a cool, dry place that is easily accessible in case of emergencies.
- **Opening the Kit:** To access the contents, simply pull out the top of the pouch using the singlemotion design.
- **Using Trauma Supplies:**
 - **Trauma Gloves:** Always wear gloves when treating injuries to prevent contamination.
 - **QuikClot Dressing:** Apply directly to bleeding wounds and hold in place until bleeding stops.
 - **Emergency Trauma Dressing:** Use as needed for larger wounds. Follow the instructions provided with the dressing.
 - **Hypothermia Blanket:** Use to maintain body temperature in case of shock or exposure.
 - **Flat Fold Tape:** Use to secure dressings and gauze in place.
 - **Compressed Gauze:** Apply to wounds to absorb blood and promote clotting.
 - **Chest Seal:** For penetrating chest wounds, follow the instructions included with the seal.
 - **Nasopharyngeal Airway:** Use if the patient is unconscious and has difficulty breathing.
 - **Decompression Needle:** Use only if trained to do so, as improper use can cause harm.

Disposal Instructions

- **Dispose of Used Items:** All used medical supplies should be disposed of in accordance with local regulations for hazardous waste.
- **Check Expiration Dates:** Regularly check and replace expired items in the kit to ensure readiness.

- **Environmental Considerations:** Do not dispose of medical supplies in regular trash. Follow local guidelines for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRAUMA KIT NOW! SMALL, please refer to the EU contact point designated for this product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on the proper use and maintenance of this trauma kit.

Guide de Sécurité pour le Trauma Kit NOW! SMALL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trauma Kit NOW! SMALL de Blue Force Gear. Ce kit est conçu pour fournir des fournitures médicales essentielles dans un format compact et pratique. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation efficace et sécurisée de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le kit est utilisé uniquement par des personnes formées aux premiers secours.
- Vérifie régulièrement le contenu du kit pour t'assurer qu'il est complet et en bon état.
- Ne laisse pas le kit à la portée des enfants sans supervision.
- Évite d'utiliser le kit en cas de dommages visibles ou de dates de péremption dépassées sur les fournitures.
- En cas de doute sur l'utilisation d'un article, consulte un professionnel de santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Gants de Traumatologie** : Utilise toujours des gants lors de la manipulation de blessures pour éviter la contamination.
- **Bandage de Contrôle de Saignement QuikClot** : Suis les instructions sur l'emballage pour une application correcte.
- **Couverture de Prévention de l'Hypothermie** : Utilise cette couverture pour protéger la victime du froid après une blessure.
- **Aiguille de Décompression** : Ne l'utilise que si tu es formé à cette procédure, car une mauvaise utilisation peut causer des blessures supplémentaires.
- **Voie Aérienne Nasopharyngée** : Assure-toi que cette pièce est utilisée uniquement par des personnes ayant reçu une formation adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du Kit :

- Ouvre le kit et vérifie que tous les éléments listés sont présents.
- Remplace tout élément manquant ou périmé immédiatement.

2. Utilisation des Fournitures :

- En cas de blessure, commence par évaluer la situation et la gravité de la blessure.
- Applique les gants de traumatologie avant de toucher la victime ou la blessure.
- Utilise le bandage QuikClot pour contrôler les saignements en suivant les instructions fournies.
- Si la victime est exposée à des températures froides, enveloppela dans la couverture de prévention de l'hypothermie.

3. Stockage du Kit :

- Range le kit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assure-toi que le kit est facilement accessible en cas d'urgence.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des fournitures périmées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets médicaux.
- Ne jette pas les articles utilisés dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les méthodes de mise au rebut appropriées pour les matériaux médicaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité.

Conclusion

Le Trauma Kit NOW! SMALL est un outil précieux pour les situations d'urgence. En suivant ces instructions de sécurité, tu peux t'assurer que tu es prêt à répondre efficacement aux besoins médicaux en cas de besoin. Reste vigilant et bien préparé !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL di Blue Force Gear. Questo kit medico è progettato per fornire le risorse necessarie per affrontare situazioni di emergenza in modo efficace e sicuro. È importante seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia utilizzato solo da persone addestrate e competenti nel primo soccorso.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per garantire che tutti gli articoli siano presenti e non scaduti.
- Tieni il kit in un luogo facilmente accessibile e visibile in caso di emergenza.
- Non utilizzare il kit per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il kit in ambienti contaminati o pericolosi.
- Indossa sempre i guanti per trauma forniti quando si tratta di ferite.
- Assicurati di seguire le istruzioni specifiche per ogni articolo incluso nel kit.
- Non utilizzare articoli danneggiati o scaduti.
- In caso di reazioni allergiche o effetti indesiderati, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Apri il kit e verifica che tutti gli articoli siano presenti secondo l'elenco fornito.
- Assicurati che i guanti, le bende e altri materiali siano in buone condizioni.

2. Utilizzo dei Materiali:

- **Guanti per Trauma:** Indossali prima di intervenire su una ferita.
- **Benda per Controllo Emorragie QuikClot:** Segui le istruzioni sulla confezione per applicarla correttamente.
- **Benda per Trauma d'Emergenza:** Utilizzala per coprire e proteggere ferite gravi.
- **Coperta per Ipotermia:** Avvolgi la persona colpita per mantenerla calda.
- **Nastro Piatto e Garza Compressa:** Utilizza questi materiali per fissare bende o garze in posizione.

3. Chiusura del Kit:

- Dopo l'uso, richiudi il kit e riponilo nel luogo designato.
- Controlla nuovamente il contenuto e sostituisci gli articoli utilizzati o scaduti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali utilizzati secondo le normative locali per i rifiuti sanitari.
- Non gettare i materiali del kit nella spazzatura domestica.
- Segui le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro di materiali medici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca assistenza attraverso i canali ufficiali di Blue Force Gear. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un uso corretto e sicuro del Trauma Kit NOW! SMALL. Segui sempre queste linee guida per proteggere te stesso e gli altri in situazioni di emergenza.

Bruksanvisning for TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TRAUMA KIT NOW! SMALL fra Blue Force Gear. Dette førstehjelpssettet er designet for å gi deg essensielle medisinske forsyninger i en kompakt og lett tilgjengelig form. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Kontroller alltid innholdet i settet før bruk for å sikre at alle komponenter er til stede og i god stand.
- Bruk alltid hansker når du håndterer blod eller biologiske materialer.
- Følg instruksjonene for hvert produkt nøye for å unngå skade eller ineffektiv behandling.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå direkte kontakt med åpne sår hvis det ikke er nødvendig.
- Bruk QuikClot Blødningskontroll Bandasje kun i henhold til instruksjonene på emballasjen.
- Vær oppmerksom på at noen personer kan ha allergiske reaksjoner på medisinske produkter. Sjekk alltid ingrediensene.
- Ikke bruk utgåtte eller skadede produkter fra settet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Kontroller innholdet:

- Åpne settet og bekreft at alle komponenter er til stede:
 - Traumehansker (Rullet 2x Par)
 - QuikClot Blødningskontroll Bandasje (1x hvit)
 - Nødsituasjon Traume Bandasje 6" (1x)
 - Hypotermiblad (1x)
 - Flat Fold Tape (1x)
 - Komprimert Gas (1x)
 - [Avanserte og PR varianter kan inkludere ekstra komponenter.]

2. Bruk av Traumehansker:

- Ta på deg hanskene før du håndterer medisinske forsyninger.
- Sørg for at hanskene sitter godt og er fri for hull.

3. Bruk av QuikClot Blødningskontroll Bandasje:

- Åpne pakken og plasser bandasjen direkte på såret.
- Trykk bandasjen på plass for å kontrollere blødningen.
- Hold bandasjen på plass i minst 3 minutter før du vurderer videre behandling.

4. Bruk av Nødsituasjon Traume Bandasje:

- Åpne bandasjen og plasser den over det skadede området.
- Fest bandasjen med det medfølgende festeanordningen.

5. Bruk av Hypotermiblad:

- Bruk bladet for å forhindre hypotermi ved å dekke offeret.

6. Bruk av Flat Fold Tape:

- Bruk tapen for å sikre bandasjer eller for å feste medisinske forsyninger.

7. Bruk av Komprimert Gas:

- Følg instruksjonene på emballasjen for riktig bruk og oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte medisinske forsyninger i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at alle brukte produkter, spesielt de som har vært i kontakt med blod eller biologiske materialer, blir kastet på en trygg måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice. Vi anbefaler å sjekke EU's Safety Gate plattform for oppdateringer om eventuelle tilbakekallinger av produkter.

Takk for at du valgte TRAUMA KIT NOW! SMALL. Vi håper at dette settet gir deg trygghet og sikkerhet i nødsituasjoner.

TRAUMA KIT NOW! SMALL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt TRAUMA KIT NOW! SMALL från Blue Force Gear. Detta första hjälpenset är designat för att ge dig nödvändiga medicinska förnödenheter i en kompakt och lättanvänd väska. För att säkerställa säker användning och maximera effektiviteten av detta kit, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de avsedda instruktionerna.
- Håll kitet utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.
- Kontrollera regelbundet innehållet i kitet för att säkerställa att alla komponenter är i gott skick och inte har passerat sitt utgångsdatum.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart till återförsäljaren eller till tillverkaren.
- Håll kitet på en torr och sval plats för att förhindra skador på förnödenheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Trauma Handskar: Använd alltid handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- QuikClot Blödningskontroll Förband: Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa effektiv blödningskontroll.
- Nödförband: Använd endast för att täcka sår och skador. Byt ut förbandet regelbundet för att förhindra infektion.
- Hypotermivärmefilt: Använd denna filt för att skydda en person från hypotermi. Se till att personen är i ett skyddat område.
- Flat Fålltejp: Använd tejpens för att fästa förband eller andra medicinska produkter på plats.
- Komprimerad Gas: Använd med försiktighet och enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Fullstor Brösthörslutning: Används vid allvarliga bröstskador. Se till att du har rätt teknik innan användning.
- Nasopharyngeal Luftväg: Används för att säkerställa fri luftväg. Utbildning rekommenderas för korrekt användning.
- Dekompressionsnål: Använd endast om du är utbildad i korrekt teknik för att undvika allvarliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kitet:** Öppna väskan och kontrollera att alla komponenter finns med.
2. **Använd handskar:** Sätt på trauma handskar innan du påbörjar någon medicinsk behandling.
3. **Bedöm situationen:** Utvärdera skadans allvarlighetsgrad och bestäm vilka förnödenheter som behövs.
4. **Använd förband:** Applicera QuikClot Blödningskontroll Förband på blödande sår enligt instruktionerna.
5. **Skydda mot hypotermi:** Om personen är kall, linda in dem i hypotermivärmefilt.
6. **Säkerställ luftvägar:** Använd Nasopharyngeal Luftväg om personen har svårt att andas.
7. **Vid behov, använd Dekompressionsnål:** Använd denna endast om du är utbildad och situationen kräver det.
8. **Rengör och städa:** Efter användning, ta bort handskarna och kassera dem på ett säkert sätt.

Avfallshantering

- Kassera använda förband och handskar i enlighet med lokala riktlinjer för medicinskt avfall.
- Förpackningar och oönskade produkter kan slängas i vanligt hushållsavfall, så länge de inte är kontaminerade.

- Se till att alla komponenter är borta från barn och djur efter användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om TRAUMA KIT NOW! SMALL, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt TRAUMA KIT NOW! SMALL. Tack för att du prioriterar säkerhet och välbefinnande.

Návod k použití TRAUMA KIT NOW! SMALL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRAUMA KIT NOW! SMALL od společnosti Blue Force Gear. Tento produkt je navržen tak, aby splnil potřeby uživatelů, kteří vyžadují kompaktní a efektivní lékárníčku pro první pomoc. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte potřebné znalosti o poskytování první pomoci.
- Vždy zkontrolujte, zda je lékárníčka uzavřená a nepoškozená.
- Lékárníčka je určena pouze pro dospělé osoby a osoby starší 18 let. Děti by měly být pod dohledem dospělých.
- Uložte lékárníčku na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- V případě alergií na jakékoli součásti lékárníčky se vyvarujte jejich použití a konzultujte s lékařem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím jakýchkoli zdravotnických produktů si vždy přečtěte příbalový leták nebo pokyny.
- Pokud je lékárníčka poškozená nebo chybí některé položky, nepoužívejte ji a kontaktujte prodejce.
- Ujistěte se, že používáte produkty v souladu s jejich určením.
- Pokud dojde k nehodě nebo zranění, vyhledejte lékařskou pomoc co nejdříve.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevření lékárníčky:

- Otevřete lékárníčku pomocí horního zipu.
- Zkontrolujte obsah lékárníčky a ujistěte se, že jsou všechny položky přítomny.

2. Použití jednotlivých položek:

- **Trauma rukavice:** Vytáhněte rukavice a nasadte je před jakýmkoli kontaktem se zraněným.
- **QuikClot obvaz:** Použijte k zastavení krvácení. Umístěte obvaz přímo na zranění a jemně stlačte.
- **Nouzový trauma obvaz 6":** Použijte na velká zranění. Zabalte obvaz kolem zranění a zajistěte ho.
- **Deka proti podchlazení:** Použijte k udržení tělesné teploty zraněného.
- **Plochá páska:** Použijte k zajištění obvazů na místě.
- **Komprimovaná gáza:** Použijte na rány pro absorpci krve a ochranu před infekcí.

3. Údržba lékárníčky:

- Pravidelně kontrolujte obsah lékárníčky a vyměňujte vypršené nebo použité položky.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití lékárníčky nebo jejích částí, které jsou poškozené nebo vypršené, je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepoužívejte lékárníčku jako běžný odpad; ujistěte se, že všechny zdravotnické položky jsou zlikvidovány bezpečně.

Kontakt pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy ohledně produktu, kontaktujte prosím prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu připravené číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali TRAUMA KIT NOW! SMALL. Vaše bezpečnost a zdraví jsou naší prioritou.